

Mab Pe Coniglio Anti-Umano Cd90/Thy1 - P04216

Numero articolo: CM0010091

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD90/Thy1 coniugato con PE per citometria a flusso. Bersaglia la CD90 umana (glicoproteina di membrana Thy-1, UniProt P04216), una proteina di superficie cellulare ancorata al GPI coinvolta nelle interazioni cellula-cellula e nella sinaptogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio anti-umano CD90/Thy1
Note/Alias	CD90; CDw90
Specie	Umana
GeneID (Umana)	7070
GeneID	7070
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-130 della CD90/Thy1 umana (NP_006279.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P04216
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio