

Pe Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd94 Umano Per Fc - Q13241

Numero articolo: CM0010642



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE che riconosce il CD94 umano (KLRD1) per la citometria a flusso. Consente il rilevamento del recettore delle cellule NK coinvolto nella sorveglianza immunitaria, nell'immunità tumorale e nei meccanismi di evasione virale in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD94 umano
Note/Alias	CD94
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3824
GeneID	3824
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-179 del CD94 umano. (NP_002253.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q13241
Peso Proteico	17kDa/20kDa
Spedizione	Sacca refrigerante