

Mab Pe Di Coniglio Anti-Cd96/Tactile Umano Per Fc - P40200

Numero articolo: CM0009284



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro la proteina CD96/TACTILE umana. Convalidato per citometria a flusso (FC). Rileva CD96, una molecola di adesione delle cellule T e delle cellule NK. Ideale per il fenotipizzazione delle cellule immunitarie e la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE di coniglio anti-CD96/TACTILE umano
Note/Alias	TACTILE
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	10225
ID Gene	10225
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 25-519 del CD96/TACTILE umano (NP_937839.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P40200
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio