


Pe Coniglio Anti-Umano Cdkn2A/P16Ink4A Anticorpo Monoclonale Per Fc (Intra) - P42771 / Q8N726

Numero articolo: CM0009952



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE di coniglio che targeting umano CDKN2A/p16INK4a per citometria a flusso intracellulare. Rileva un soppressore tumorale chiave e un inibitore del ciclo cellulare, supportando la ricerca sul cancro e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Umano CDKN2A/p16INK4a mAb
Osservazioni/Alias	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A
Specie	Umano
GeneID (umano)	1029
GeneID	1029
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-156 di CDKN2A/p16INK4a umano (NP_000068.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P42771 / Q8N726
Peso Proteico	16 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio