

Pe Monoclonale Anticorpo Rabbit Anti-Complemento C3 Umano Per Fc - P01024

Numero articolo: CM0012346



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit coniugato PE contro il Complemento C3 umano per citometria a flusso (FC). Rileva il precursore C3 e i prodotti di scissione C3a/C3b; opsonina e anafilotossina; 187 kDa. SWISS: P01024.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE Rabbit anti-Human Complement C3 mAb
Annotazioni / Alias	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p
Specie	Umana
GeneID	718
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1498-1663 del Complemento C3 umano (NP_000055.2).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P01024
Peso Proteico	187kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio