

Pe Rabbit Anti-Human Cpt1A Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso Intracellulare - P50416

Numero articolo: CM0008721



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE che riconosce la proteina umana CPT1A (CPT1-L), validato per citometria a flusso intracellulare. Immunogeno ricombinante (aa 520-720); rileva la CPT1A umana. Adatto per studi sul metabolismo degli acidi grassi e sui mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Rabbit anti-Human CPT1A mAb
Note/Alias	CPT1; CPT1-L; L-CPT1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	1374
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 520-720 della CPT1A umana (NP_001867.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	Citometria a Flusso (Intracellulare)
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P50416
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Sacco refrigerante