

Anticorpo Monoclonale Coniglio Pe Anti-Desmogleina 3 Umana (Dsg3) Per Citometria A Flusso - P32926

Numero articolo: CM0005547



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE che targeting la desmogleina 3 umana (DSG3/PVA/CDHF6) per citometria a flusso. Validato per la cross-reattività umana, questo anticorpo supporta la ricerca sull'adesione cellulare e sui desmosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-Desmogleina 3/PVA umana mAb
Osservazioni/Alias	PVA; ABOLM; CDHF6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1830
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-615 della desmogleina 3/PVA umana, NP_001935.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Cross-reattività	Umano
SWISS	P32926
Peso proteico	108kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio