


Mab Pe Rabbit Anti-Egfr Umano Per Citometria A Flusso - P00533

Numero articolo: CM0011309



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia EGFR (ERBB1) umano. Convalidato per la citometria a flusso (FC) per analizzare l'espressione di EGFR sulla superficie cellulare e negli studi di segnalazione intracellulare. Ideale per la ricerca sul cancro e sulle tirosin-chinasi recettoriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE Rabbit anti-EGFR umano
Note/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	1956
ID Gene	1956
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 335-525 di EGFR umano (NP_005219.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P00533
Peso proteico	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio