


Pe Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Umano Enpp3/Cd203C Mab - O14638

Numero articolo: CM0011885



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE che riconosce l'ENPP3/CD203c umano (O14638) per citometria a flusso. Ideale per l'immunofenotipizzazione di basofili e mastociti nella ricerca sull'infiammazione allergica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PE Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano ENPP3/CD203c mAb
Note/Alias	B10; NPP3; PDNP3; CD203c; PD-IBETA
Specie	Umano
GeneID (umano)	5169
GeneID	5169
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O14638
Peso Proteico	100kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio