

Pe Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Fgfr3 Umano Per Citometria A Flusso - P22607

Numero articolo: CM0009839



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che mira al FGFR3 umano (CD333) per citometria a flusso. Validato per FC umano; immunogeno ricombinante amminoacidi 23-375. Ideale per studiare la segnalazione di FGFR3 nel cancro e nello sviluppo scheletrico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	PE Anticorpo monoclonale di coniglio anti-FGFR3 umano
Note/Alias	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2261
GeneID	2261
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-375 del FGFR3 umano (NP_000133.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P22607
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio