

## Pe Coniglio Anti-Umano Flt3/Cd135 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P36888

Numero articolo: CM0009707



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE che si targeting umano Flt3/CD135 (FLK2, STK1). Validato per la citometria a flusso. Adatto per l'analisi delle cellule staminali/progenitrici ematopoietiche e la ricerca sulla leucemia.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | PE Coniglio anti-Umano Flt3/CD135 mAb                                                                                               |
| Note/Alias            | FLK2; STK1; CD135; FLK-2                                                                                                            |
| Specie                | Umano                                                                                                                               |
| GeneID (umano)        | 2322                                                                                                                                |
| GeneID                | 2322                                                                                                                                |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-163 dell'umano Flt3/CD135 (NP_004110.2) |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                            |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                               |
| Applicazione          | FC                                                                                                                                  |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                               |
| SWISS                 | P36888                                                                                                                              |
| Peso Proteico         | 108KDa/113kDa                                                                                                                       |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                  |