


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Gprc5D Umano Coniugato A Pe Per Citometria A Flusso - Q9Nzd1

Numero articolo: CM0011152



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-GPRC5D umano coniugato a PE per citometria a flusso. GPRC5D è un recettore accoppiato alle proteine G coinvolto nell'espressione della cheratina dura e nello sviluppo di capelli e unghie. Adatto per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-GPRC5D umano coniugato a PE
Note/alias	GPRC5D
Specie	Umano
ID del gene	55507
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di GPRC5D umano (NP_061124.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9NZD1
Peso della proteina	34 kDa/36 kDa/38 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante