

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Umano Hif-1 Alpha Per Fc (Intra) - Q16665

Numero articolo: CM0004182



introduzione

Anticorpo monoclonale PE coniglio anti-umano HIF-1 alpha per citometria a flusso intracellulare. Adatto per la ricerca sulla risposta all'ipossia, il cancro e l'adattamento metabolico. Reagisce con l'uomo. - Q16665

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE Rabbit anti-Human HIF-1 alpha mAb
Note/Alias	HIF1, MOP1, PASD8, HIF-1A, bHLHe78, HIF-1alpha, HIF1-ALPHA, HIF-1-alpha
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3091
GeneID	3091
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 401-500 di HIF1 alpha (NP_001521.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q16665
Peso proteico	93 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio