

Pe Rabbit Anti-Human Hmox1 Mab - P09601

Numero articolo: CM0009840



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro l'Eme Ossigenasi 1 umana (HMOX1/HO-1) per citometria a flusso intracellulare. Riconosce l'HMOX1 umano; l'immunogeno corrisponde agli amminoacidi 1-265. Adatto per la ricerca su apoptosi e stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE Rabbit anti-Human HMOX1 mAb
Annotazioni/Alias	HO-1; HSP32; HMOX1D; bK286B10
Specie	Umana
GenelD (Umana)	3162
GenelD	3162
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-265 dell'Eme Ossigenasi 1 umana (HO-1/HMOX1) (NP_002124.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umana
SWISS	P09601
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio