


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Icam-1/Cd54 Coniugato Pe Per Fc - P05362

Numero articolo: CM0010614



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alte prestazioni coniugato con PE contro ICAM-1/CD54 umano (SWISS: P05362) convalidato per applicazioni di citometria a flusso (FC), adatto per ricerche di immunologia e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-umano ICAM-1/CD54 mAb
Osservazioni/Alias	BB2; CD54; P3.58
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3383
GeneID	3383
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-480 di ICAM-1/CD54 umano (NP_000192.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P05362
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio