

Anticorpo Monoclonale Pe Di Coniglio Anti-Ifn-Gamma Umano Per Fc (Intracellulare) - P01579

Numero articolo: CM0012546



introduzione

Anticorpo monoclonale PE-coniugato di coniglio diretto contro l'interferone gamma umano (IFN-gamma) per la citometria a flusso intracellulare. Ideale per rilevare l'espressione delle citochine nelle cellule T attivate per la ricerca immunologica e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	mAb PE di coniglio anti-IFN-gamma umano
Note/Alias	IFG; IFI; IMD69
Specie	Umano
ID gene	3458 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-166 dell'IFN-gamma umano (NP_000610.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intracellulare)
Reattività crociata	Umano
SWISS	P01579
Peso della proteina	19 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante