


Anticorpo Monoclonale Pe Coniugato, Coniglio Anti-IgA1 Umana Per Citometria A Flusso - P01876

Numero articolo: CM0011612



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE che riconosce la regione costante dell'IgA1 umana per citometria a flusso. Immunogeno ricombinante (aa 99-353) garantisce la specificità per la sottoclasse IgA1; idoneo per l'analisi di campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale PE coniglio anti-IgA1 umana
Note/Alias	IgA1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3493
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 99-353 dell'IgA1 umana.
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P01876
Peso Proteico	38kDa/42kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante