


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Igg Umana (Fc) Coniugato Con Pe Per Citometria A Flusso - P01857

Numero articolo: CM0012685



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio coniugato con PE diretto contro la regione Fc delle IgG umane (IGHG1) per citometria a flusso. Riconosce la regione costante delle IgG1 umane. Immunogeno: frammento Fc ricombinante. Adatto per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IgG umana (Fc) coniugato con PE
Note/Alias	IGHG1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	3500
GeneID	3500
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-330 delle IgG umane (Fc) (P01857)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P01857
Peso della proteina	36 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante