


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Igg Umana (Fc) Coniugato Pe Per Citometria A Flusso - P01857

Numero articolo: CM0011248



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE mirante alla regione Fc della catena pesante costante gamma 1 dell'immunoglobulina umana (IGHG1). Reagisce con l'IgG1 umana, adatto per applicazioni di citometria a flusso (FC). SWISS: P01857.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-IgG umana (Fc) mAb
Osservazioni/Alias	IGHG1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3500
GeneID	3500
Immunogeno	Proteina ricombinante (o frammento). Questa informazione è considerata commercialmente sensibile.
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P01857
Peso proteico	36 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio