

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-IL-10Ra/Cd210 Umano Coniugato A Pe Per Citometria A Flusso - Q13651

Numero articolo: CM0012155



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE contro IL-10RA/CD210 umano (recettore alfa dell'IL-10), validato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio della segnalazione antinfiammatoria mediata dall'IL-10 nelle cellule ematopoietiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-IL-10RA/CD210 umano mAb
Osservazioni/Alias	CD210; IL10R; CD210a; CDW210A; HIL-10R; IL-10R1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3587
ID Gene	3587
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-235 di IL-10RA/CD210 umano (NP_001549.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	Citometria a flusso (FC)
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q13651
Peso proteico	63 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio