

Mab Pe Coniglio Anti-IL-17Ra/Cd217 Umana Per Fc - Q96F46

Numero articolo: CM0009832



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE targeting IL-17RA/CD217 umana, validato per citometria a flusso. Ideale per lo studio della segnalazione di IL-17 nell'immunità innata e adattativa, nell'infiammazione e nelle interazioni ospite-patogeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio anti-IL-17RA/CD217 umana
Note/Alias	CD217; IL17R; IMD51; CANDF5; CDw217; IL-17RA; hIL-17R
Specie	Umana
GeneID (umana)	23765
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-320 di IL-17RA/CD217 umana (NP_055154.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q96F46
Peso proteico	96 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio