


Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-IL-2 Umana Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P60568

Numero articolo: CM0008959



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro l'Interleuchina-2 (IL-2) umana, validato per citometria a flusso intracellulare. Rileva l'IL-2 umana, una citochina chiave che regola la crescita dei linfociti T e la tolleranza immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	mAb PE Rabbit anti-Human IL-2
Note/Alias	IL-2; TCGF; linfocina
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3558
GeneID	3558
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-153 dell'IL-2 umana (NP_000577.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intracellulare)
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P60568
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio