


Pe Mab Coniglio Anti-IL-4 Umana - P05112

Numero articolo: CM0007896



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che mira all'interleuchina-4 umana (IL-4), validato per citometria a flusso intracellulare. Adatto per ricerche sulla funzione immunitaria, inclusi studi sulla regolazione delle IgE e sulla risposta Th2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE mAb coniglio anti-IL-4 umana
Note/Alias	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
Specie	Umana
ID gene (Umano)	3565
ID gene	3565
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-153 dell'IL-4 umana (NP_000580.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umana
SWISS	P05112
Peso proteico	17 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio