


Anticorpo Monoclonale Coniugato Pe Coniglio Anti-Umano IL-5 Per Citometria A Flusso - P05113

Numero articolo: CM0005683



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato PE coniglio anti-umano IL-5 progettato per citometria a flusso intracellulare (FC). Adatto per campioni umani. Immunogeno: amminoacidi 20-134 dell'IL-5 umana. Ideale per la ricerca in immunologia e sui citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale coniugato PE coniglio anti-umano IL-5
Note/Alias	EDF, IL-5, TRF, interleuchina-5
Specie	Umano
ID Gene	3567
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-134 dell'IL-5 umana (NP_000870.1))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P05113
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio