


Pe Coniglio Anti-Umano IL18R1/IL-18 R Alpha Anticorpo Monoclonale Per Fc - Q13478

Numero articolo: CM0005048



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE di coniglio contro IL18R1 umano (IL-18R alpha, CD218a), validato per citometria a flusso. Peso molecolare del bersaglio 62kDa; coinvolto nelle risposte immunitarie Th1 mediate da IL-18.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Umano IL18R1/IL-18 R alpha mAb
Osservazioni/Alias	CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ralpha; IL18Ralpha2; IL-18R-alpha
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8809
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-329 di IL18R1/IL-18 R alpha umano (NP_003846.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q13478
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio