

Pe Coniglio Anti-Umano IL9 Mab - P15248

Numero articolo: CM0008835



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE che targeting l'interleuchina-9 umana (IL-9, P40/HP40). Validato per citometria a flusso intracellulare (FC). Ideale per la ricerca immunologica, per rilevare l'espressione di citochine nelle cellule T umane e nei mastociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-Umano IL9 mAb
Osservazioni/Alias	P40; HP40; IL-9
Specie	Umano
GeneID (umano)	3578
GeneID	3578
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-144 dell'IL9 umana (NP_000581.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P15248
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio