


Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-IlT5/Cd85A Umano Per Fc - O75022

Numero articolo: CM0009949



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia ILT5/CD85a (LILRB3) umano per citometria a flusso. Validato per reattività crociata con l'uomo; rileva proteine di ~69/71 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio anti-ILT5/CD85a umano
Note/Alias	HL9; ILT5; LIR3; PIRB; CD85A; ILT-5; LIR-3; PIR-B; LILRA6
Specie	Umana
ID gene (Umano)	11025
ID gene	11025
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	O75022
Peso proteico	69kDa/71kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio