

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Integrina Alfa 3/Cd49C Umana Per Citometria A Flusso - P26006

Numero articolo: CM0005099

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE targeting l'integrina alfa-3/CD49c umana per applicazioni in citometria a flusso. Utile nello studio delle interazioni cellula-matrice extracellulare, della formazione degli invadopodi e dei meccanismi di infezione microbica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE Rabbit anti-Human Integrin alpha 3/CD49c mAb
Note/Alias	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3
Specie	Umana
ID gene (Umano)	3675
ID gene	3675
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 466-620 dell'integrina alfa 3/CD49c umana (NP_002195.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P26006
Peso proteico	117kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio