


Pe Coniugato Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Integrina B5/Itgb5 Umana Per Fc - P18084

Numero articolo: CM0011440



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE che mira all'Integrina beta-5 umana (ITGB5) per citometria a flusso. Riconosce il recettore della fibronectina RGD-dipendente e il recettore dell'adenovirus; localizzazione sulla membrana cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniugato Anticorpo Monoclonale di Coniglio Anti-Integrina β 5/ITGB5 Umana
Note/Alias	ITGB5; integrina beta-5
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3693
GeneID	3693
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 24-490 dell'Integrina β 5/ITGB5 umana (NP_002204.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P18084
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio