

Pe Coniglio Anti-Umano Kir2DL4/Cd158D Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - Q99706

Numero articolo: CM0004823



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE mirante al KIR2DL4 umano (CD158d), validato per la citometria a flusso. Riconosce il recettore immunoglobulinico-like delle cellule killer coinvolto nelle funzioni effettrici delle cellule NK e nella tolleranza immunitaria materno-fetale. Cross-reattività con umano. - Q99706

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Umano KIR2DL4/CD158d mAb
Osservazioni/Alias	G9P; CD158D; KIR103; KIR-2DL4; KIR103AS; KIR-103AS
Specie	Umano
Gene ID	3805
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli aminoacidi 24-242 del KIR2DL4/CD158d umano (NP_002246.5)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Cross Reattività	Umano
SWISS	Q99706
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio