


Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Umano Kir3DL1/Cd158E Per Fc - P43629

Numero articolo: CM0011651



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che mira a KIR3DL1/CD158e umano (SWISS: P43629). Validato per citometria a flusso (FC), rileva il recettore inibitorio delle cellule NK. Reattività di specie: umana. Ideale per l'immunofenotipizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE Rabbit anti-umano KIR3DL1/CD158e
Annotazioni / Alias	KIR; NKB1; NKAT3; NKB1B; NKAT-3; CD158E1; KIR2DL5B; KIR3DL1/S1
Specie	Umana
GeneID	3811
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-340 di KIR3DL1/CD158e umano (NP_037421.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P43629
Peso proteico	49 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio