


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Catena Leggera Lambda Umana Coniugato A Pe Per Citometria A Flusso - P0Cg04

Numero articolo: CM0008478



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE diretto contro la regione costante 1 dell'immunoglobulina lambda umana (IGLC1). Validato per la citometria a flusso, ideale per l'immunofenotipizzazione delle cellule B e la ricerca sulle immunoglobuline.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-catena leggera Lambda umana coniugato a PE
Specie	Umana
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-106 della catena leggera Lambda umana.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P0CG04
Peso della proteina	11 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante