


Pe Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Umano Lamp1/Cd107A Per Citometria A Flusso Intracellulare - P11279

Numero articolo: CM0010330



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE che riconosce l'umano LAMP1 (CD107a, LAMPA, LGP120), validato per citometria a flusso intracellulare. Rileva la glicoproteina di membrana lisosomiale coinvolta nella biogenesi dei lisosomi, nell'autofagia e nella citotossicità delle cellule NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano LAMP1/CD107a
Note/Alias	LAMPA; CD107a; LGP120
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3916
GeneID	3916
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-382 di LAMP1/CD107a umano (NP_005552.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P11279
Peso Proteico	38kDa/45kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio