

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Lgr5 (Gpr49) Umano Coniugato Con Pe Per Citometria A Flusso - 075473

Numero articolo: CM0008654



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE, diretto contro LGR5 (GPR49) umano, per citometria a flusso. Elevata specificità per il peptide C-terminale, ideale per la ricerca sulle cellule staminali e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-LGR5 (GPR49) umano coniugato con PE
Note/alias	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49
Specie	Umana
GeneID (umano)	8549
GeneID	8549
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 480-580 di LGR5 umano (NP_003658.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	075473
Peso della proteina	100 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio