

Pe Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Umano Lifr/Cd118 Per Fc - P42702

Numero articolo: CM0004276



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE che mira al recettore umano LIFR/CD118 per la citometria a flusso. Adatto per studiare la segnalazione del recettore del fattore inibitorio della leucemia e le interazioni dei recettori delle citochine nella ricerca immunologica e sulle cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb PE di coniglio anti-Umano LIFR/CD118
Note/Alias	SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3977
GeneID	3977
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 45-833 di LIFR/CD118 umano (NP_002301.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P42702
Peso Proteico	124kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio