


Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Mertk Umano Per Citometria A Flusso - Q12866

Numero articolo: CM0011392



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia MERTK umano, validato per citometria a flusso. Specifico per l'uomo. Ideale per lo studio dell'eferocitosi, la segnalazione cancerosa e la regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE Rabbit anti-Human MERTK mAb
Note / Alias	MERTK; MER; RP38; Tyro12; c-Eyk; c-mer; tirosina-proteina chinasi Mer
Specie	Uomo
GeneID (umano)	10461
GeneID	10461
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 26-499 di MERTK umano (NP_006334.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q12866
Peso proteico	110kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio