

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Umano Mglur2 Per Fc - Q14416

Numero articolo: CM0012245



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE contro mGluR2 umano (recettore metabotropico del glutammato 2), validato per citometria a flusso (FC). Ideale per studi di neuroscienza, trasmissione sinaptica e meccanismi di entrata virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE Rabbit anti-Human mGluR2
Note/Alias	GLUR2; mGlu2; GPRC1B; MGLUR2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2912
GeneID	2912
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-498 di mGluR2 umano (NP_000830.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q14416
Peso proteico	96 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio