

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Umano Mica/Micb Per Fc - Q29983 / Q29980

Numero articolo: CM0005309



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro MICA/MICB umano per citometria a flusso. Reagisce con i ligandi stress-indotti di NKG2D, importanti per la sorveglianza immunitaria e l'immunologia dei tumori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio anti-umano MICA/MICB
Note/Alias	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
Specie	Umana
GeneID (umano)	100507436/4277
GeneID	100507436/4277
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-298 di MICB umano (NP_005922.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q29983/Q29980
Peso proteico	4kDa/31kDa/37kDa/43kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio