

Anticorpo Monoclonale Coniglio Pe Anti-Umano Mrc2 Per Citometria A Flusso - Q9Ubg0

Numero articolo: CM0009245



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato PE che targeting MRC2 umano (CD280, ENDO180) per citometria a flusso. Ideale per lo studio del rimodellamento del collagene, dell'endocitosi e della progressione del cancro in campioni cellulari umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Umano MRC2 mAb
Osservazioni/Alias	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9902
Gene ID	9902
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-513 di MRC2 umano (NP_006030.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9UBG0
Peso Proteico	167kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio