

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nectina-1/Cd111 Umano Coniugato Con Pe Per Citometria A Flusso - Q15223

Numero articolo: CM0009417



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Nectina-1/CD111 umano coniugato con PE (Q15223). Adatto per la citometria a flusso. Utile per la ricerca sull'adesione cellulare, lo sviluppo neuronale e l'ingresso degli herpesvirus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Nectina-1/CD111 umano coniugato con PE
Note/Alias	ED4; PRR; HlgR; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectina-1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	5818
ID del gene	5818
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-334 della Nectina-1/CD111 umana (NP_002846.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q15223
Peso della proteina	57 kDa/51 kDa/39 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante