


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Neuropilina-2/Nrp2 Umana Coniugato Con Pe Per Fc - O60462

Numero articolo: CM0009643



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE diretto contro la Neuropilina-2 (NRP2) umana per la citometria a flusso. Recettore ad alta affinità per le semaforine, il VEGF e l'HCMV; validato per applicazioni FC.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb di coniglio anti-Neuropilina-2/NRP2 umana coniugato con PE                                                                              |
| Note/Alias          | NP2; NPN2; PRO2714; VEGF165R2                                                                                                               |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                        |
| GeneID              | 8828                                                                                                                                        |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-855 della Neuropilina-2/NRP2 umana (NP_957718.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                       |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                          |
| Reattività crociata | Uomo                                                                                                                                        |
| SWISS               | O60462                                                                                                                                      |
| Peso della proteina | 105 kDa                                                                                                                                     |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                          |