

Mab Pe Di Coniglio Anti-Ng2 Umano Per Citometria A Flusso - Q6Uvk1

Numero articolo: CM0008028



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE rivolto a NG2 (CSPG4) umano per citometria a flusso. Riconosce il proteoglicano 4 del condroitin solfato, un recettore di superficie cellulare coinvolto nella migrazione cellulare e nell'angiogenesi. Adatto per studi sul melanoma e sul microambiente tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE di coniglio anti-NG2 umano
Note/Alias	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1464
GeneID	1464
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1583-2224 di NG2 umano (NP_001888.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q6UVK1
Peso proteico	251kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio