

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Umano Nt5E/Cd73 Per Citometria A Flusso - P21589

Numero articolo: CM0007730



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia NT5E/CD73 umano, validato per citometria a flusso. Riconosce l'ecto-5'-nucleotidasi, un enzima ancorato a GPI coinvolto nel metabolismo nucleotidico e nell'immunosoppressione. Ideale per la ricerca in immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio anti-umano NT5E/CD73
Note/Alias	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA
Specie	Umana
ID gene (Umano)	4907
ID gene	4907
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-547 di NT5E/CD73 umano (NP_002517.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P21589
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio