

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Umano Pd-L1/Cd274 Per Fc - Q9Nzq7

Numero articolo: CM0010810



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro PD-L1/CD274 umano (B7-H1, PDL1). Adatto per citometria a flusso (FC). Strumento chiave per lo studio della tolleranza immunitaria, il blocco dei checkpoint e l'immunoterapia antitumorale. Riconosce una proteina di 33kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE Rabbit anti-Human PD-L1/CD274
Note/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	29126
GeneID	29126
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q9NZQ7
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio