


Anticorpo Monoclonale Pe Coniugato, Coniglio Anti-Umano Fosfo-Istone H2Ax-S139 Per Citometria A Flusso - P16104

Numero articolo: CM0001699



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE che riconosce il sito fosforilato S139 dell'Istone H2AX umano, validato per citometria a flusso intracellulare. Adatto per studi sul danno al DNA e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Monoclonale PE Coniugato, Coniglio anti-Umano Fosfo-Istone H2AX-S139
Note/Alias	H2A.X; H2A/X; H2AFX
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3014
GeneID	3014
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosfo-specifici
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P16104
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio