

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Plzf Umano Coniugato Con Pe Per Fc (Intra) - Q05516

Numero articolo: CM0009959



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE diretto contro PLZF umano (ZBTB16) per la citometria a flusso intracellulare. Validato su campioni umani, 74 kDa, adatto per studi sul sistema ematopoietico e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-PLZF umano coniugato con PE
Note/Alias	PLZF; ZNF145
Specie	Umana
GeneID (umano)	7704
GeneID	7704
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 6-137 del PLZF umano (NP_005997.2))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q05516
Peso della proteina	74 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante