


Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Podoplanina Umana Per Citofluorimetria - Q86YI7

Numero articolo: CM0010123



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia la podoplanina umana (PDPN), validato per la citofluorimetria. Utile per lo studio della migrazione cellulare, l'adesione e la transizione epiteliale-mesenchimale. SWISS: Q86YL7.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio anti-Podoplanina umana
Note/Alias	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T1A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26
Specie	Uomo
GeneID	10630
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-123 della Podoplanina umana (NP_006465.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q86YL7
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio