


## Anticorpo Monoclonale PE Di Coniglio Anti-Pth1R Umano Per Fc - Q03431

Numero articolo: CM0012153



### introduzione

Anticorpo monoclonale PE-coniugato di coniglio diretto contro il PTH1R umano (recettore 1 dell'ormone paratiroideo) per citometria a flusso. Riconosce il dominio extracellulare (aa 27-188). Reagisce con il PTH1R umano. ~66 kDa. Uso nella ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb PE di coniglio anti-PTH1R umano                                                                                                                  |
| Note/Alias          | PFE, EKNS, PTHR, PTHR1                                                                                                                               |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                                 |
| GeneID              | 5745                                                                                                                                                 |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante, proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-188 del PTH1R umano (NP_000307.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                                |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                                   |
| Reattività crociata | Uomo                                                                                                                                                 |
| SWISS               | Q03431                                                                                                                                               |
| Peso della proteina | 66 kDa                                                                                                                                               |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                                   |