


Pe Coniglio Anti-Umano Rankl/Cd254 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - O14788

Numero articolo: CM0012196



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE che targeting umano RANKL/CD254 (TNFSF11) per citometria a flusso intracellulare. Ideale per lo studio della differenziazione degli osteoclasti, del rimodellamento osseo e delle interazioni tra cellule dendritiche e cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Umano RANKL/CD254 mAb
Note/Alias	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2
Specie	Umano
ID Gene	8600
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 136-317 di RANKL/CD254 umano (NP_003692.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Umano
SWISS	O14788
Peso Proteico	27kDa/30kDa/35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio