


Pe Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Umano Siglec-7/Cd328 Per Fc - Q9Y286

Numero articolo: CM0006162



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE contro Siglec-7 umano (CD328/AIRM1/p75). Progettato specificamente per la citometria a flusso (FC). Immunogeno ricombinante che copre gli aa 18-144. Ideale per la ricerca sulle cellule natural killer e sul sistema immunitario.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PE Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano Siglec-7/CD328
Note/Alias	p75; QA79; AIRM1; CD328; AIRM-1; CDw328; D-siglec; SIGLEC-7; SIGLECP2; SIGLEC19P; p75/AIRM1
Specie	Umano
GeneID (umano)	27036
GeneID	27036
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-144 di Siglec-7/CD328 umano (NP_055200.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9Y286
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio